

Fosfo-Tau-T231 Pab De Coelho Para Wb, Elisa - P10636

Número do item: CM0001205



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Fosfo-Tau-T231 validado para WB e ELISA. Reconhece espécies de camundongo e rato. Tem como alvo o epítipo fosforilado relacionado à doença de Alzheimer da proteína Tau humana (79kDa). Ideal para pesquisas de neurociência e doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Tau-T231 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-T231
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4137
GeneID	4137
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P10636
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Saco com gelo