

Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Tau-T231 - P10636

Número do item: CM0000701



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-Tau-T231 (P10636) detecta especificamente a Tau fosforilada em T231 em humanos e camundongos. Adequado para WB e ELISA. Ideal para pesquisa da doença de Alzheimer e tauopatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-Tau-T231
Observações/Apelido	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-T231
Espécie	Humano
ID do Gene	4137
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T548 da Tau humana (NP_058519.3?)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P10636
Peso Proteico	79kDa
Envio	Saco de gelo