


Phospho-Tbc1D4-S588 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - O60343

Número do item: CM0000932



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Phospho-TBC1D4-S588 validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Detecta a proteína TBC1D4 fosforilada na serina 588, envolvida na translocação de GLUT4 mediada por insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-TBC1D4-S588 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AS160; NIDDM5; Phospho-TBC1D4-S588
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9882
GeneID	9882
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S588 do TBC1D4 humano (NP_055647.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60343
Peso da Proteína	147kDa
Envio	Saco com gelo