


Phospho-Tifa-T9 Coelho Pab Para Wb E Elisa - Q96Cg3

Número do item: CM0001897



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece especificamente a TIFA humana fosforilada na Thr-9, validado para Western blot e ELISA, detectando a proteína adaptadora de imunidade inata de 21 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-TIFA-T9 Coelho pAb
Observações/Apelido	T2BP; T6BP; TIFAA; Phospho-TIFA-T9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	92610
Imunogénio	Um péptido sintético fosforilado em torno da T9 da TIFA humana (NP_443096.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96CG3
Peso Proteico	21 kDa
Envio	Saco de gelo