

Anticorpo Policlonale De Coelho Phospho-Tp73-Y99 Para Wb, Elisa - O15350

Número do item: CM0000692



introdução

Phospho-TP73-Y99 pAb de coelho para Western blot e ELISA. Detecta p73 fosforilado humano em Tyr99. Ideal para pesquisa em apoptose, dano ao DNA e diferenciação pulmonar. Validado em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-TP73-Y99 pAb de Coelho
Observações/Apelido	P73; CILD47; Phospho-TP73-Y99
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7161
GeneID	7161
Imunógeno	Peptídeo sintético, peptídeo fosfoespecífico correspondente a resíduos ao redor de Y99 do TP73 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15350
Peso Proteico	70kDa
Envio	Saco de gelo