


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Tyk2 (Y1054/1055) Para Wb E Elisa - P29597

Número do item: CM0001799



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-Tyk2 (Y1054/1055), validado para WB e ELISA, detecta Tyk2 humano, de camundongo e rato. Ideal para investigar sinalização de citocinas e interferons, crescimento celular e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Tyk2-Y1054/1055 Rabbit pAb
Observações/Alias	JTK1; IMD35; Phospho-Tyk2-Y1054/1055
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7297
ID do Gene	7297
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y1054 & Y1055 do Tyk2 humano (NP_003322.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P29597
Peso Proteico	134kDa
Envio	Bolsa de gelo