


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Tirosina Hidroxilase-S40 Para Wb, Elisa - P07101

Número do item: CM0001383



introdução

O anticorpo policlonal de coelho Phospho-Tirosina Hidroxilase-S40 detecta a tirosina hidroxilase fosforilada em Ser40. Adequado para WB e ELISA, apresenta reação cruzada com rato. Ferramenta ideal para pesquisa em catecolaminas e neurologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Tirosina Hidroxilase-S40 Rabbit pAb
Observações/Alias	TYH; DYT14; DYT5b; Phospho-Tirosina Hidroxilase-S40
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7054
GeneID	7054
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético ao redor de S40 da Tirosina Hidroxilase humana (NP_000351.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Rato
SWISS	P07101
Peso Proteico	45-59 kDa
Transporte	Saco de gelo