

Fosfo-Ulk1-S467 Pab De Coelho Para Wb, Elisa - 075385

Número do item: CM0001884



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo, direcionado ao ULK1 (S467), uma quinase chave da autofagia. Validado para Western blot (WB) e ELISA com reatividade humana e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre autofagia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-ULK1-S467 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; Fosfo-ULK1-S467
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8408
GeneID	8408
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S467 do ULK1 humano (NP_003556.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	075385
Peso da Proteína	113kDa
Envio	Saco com gelo