

Fosfo-ULK1-S555 Pab De Coelho Para Wb, Elisa - 075385

Número do item: CM0001170



introdução

Fosfo-ULK1-S555 pAb de Coelho detecta especificamente o ULK1 fosforilado em Ser555. Validado para WB e ELISA em amostras humanas. Ideal para pesquisas sobre autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-ULK1-S555 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1
Espécie	Humano
GeneID	8408
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S555 do ULK1 humano (NP_003556.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	075385
Peso da Proteína	113 kDa
Envio	Saco com gelo