

Anticorpo De Coelho Pab Anti-Fosfo-Ulk1-S638 Para Wb E Elisa - O75385

Número do item: CM0001341



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à fosfo-ULK1 (Ser638) para pesquisa em autofagia. Validado para Western blot e ELISA, reage de forma cruzada com amostras humanas e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo de Coelho pAb Anti-Fosfo-ULK1-S638
Observações/Apelido	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; Fosfo-ULK1-S638
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8408
GeneID	8408
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S638 da ULK1 humana (NP_003556.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O75385
Peso Proteico	113kDa
Envio	Em saco de gelo