

Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-B-Catenina (S33/S37/T41) Para Ihc-P, Elisa - P35222

Número do item: CM0001129



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à β -Catenina fosforilada em S33, S37 e T41 para IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de sinalização Wnt e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo- β -Catenina-S33/S37/T41
Observações/Apêndice	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Fosfo- β -Catenina-S33/S37/T41
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1499
GeneID	1499
Imunogênio	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35222
Peso Proteico	85kDa
Envio	Saco de gelo