

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-B-Catenina-S675 Para Wb, If-P, Elisa - P35222

Número do item: CM0001612



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que detecta fosfo- β -catenina (S675) para WB, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização Wnt e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Phospho- β -Catenin-S675 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho- β -Catenin-S675
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1499
GeneID	1499
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S675 da beta Catenina humana (NP_001091679.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35222
Peso Proteico	85kDa
Envio	Saco de gelo