

Pab De Coelho Contra Fosfo-B-Catenina-Y333 Para Wb - P35222

Número do item: CM0000528



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para β -Catenina fosforilada (Tyr333), validado para Western blot em amostras humanas. Ideal para pesquisa de sinalização Wnt e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra Fosfo- β -Catenina-Y333
Observações/Alias	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Fosfo- β -Catenina-Y333
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1499
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P35222
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Bolsa de gelo