

Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Vasp-S239 Para Wb, If/Icc, Elisa - P50552

Número do item: CM0001906



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Phospho-VASP-S239, validado para WB, IF/ICC e ELISA.

Reconhece VASP humana fosforilada na serina 239. Ideal para pesquisas sobre dinâmica do citoesqueleto, ativação plaquetária e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-VASP-S239 mAb de Coelho
Observações/Apelido	VASP; vasodilator-stimulated phosphoprotein; Phospho-VASP-S239
Espécie	Humano
GeneID	7408
Imunógeno	Peptídeo sintético (Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S239 de VASP humana (NP_003361.1).)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P50552
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco com gelo