

Phospho-Vav1-Y174 Pab De Coelho Para Wb - P15498

Número do item: CM0001407



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo que visa o VAV1 humano na tirosina 174 (Y174). Ideal para WB em amostras humanas e de ratos, explorando a função da proteína Vav na sinalização hematopoiética e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-VAV1-Y174 pAb de Coelho
Observações/Apelido	VAV; Phospho-VAV1-Y174
Espécie	Humano
ID do Gene	7409
Imunogénio	Peptídeo sintético: Um peptídeo específico de fosfo correspondente aos resíduos circundantes ao Y174 do VAV1 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P15498
Peso da Proteína	98kDa
Envio	Saco de gelo