

Phospho-Vegf Receptor 2-Y1175 Rabbit Mab Para Wb, Elisa - P35968

Número do item: CM0000973



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo que visa o VEGFR2 (KDR, FLK1, CD309) fosforilado em Y1175. Validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudar angiogénese e vias de sinalização vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-VEGF Receptor 2-Y1175 Rabbit mAb
Observações/Pseudônimo	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3791
Imunogénio	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y1175 do recetor 2 de VEGF humano (NP_002244.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P35968
Peso Proteico	152 kDa
Envio	Saco de gelo