


Pab De Coelho Phospho-Vimentina-S39 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08670

Número do item: CM0001253



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-Vimentina-S39 para aplicações WB, IHC-P, ELISA. Detecta vimentina humana, de camundongo e rato fosforilada em Ser39. Ideal para pesquisa de migração celular e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Phospho-Vimentina-S39
Observações/Alias	CTRCT30; HEL113; Vimentina; VIM; vimentina; Phospho-Vimentina-S39
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7431
GeneID	7431
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S39 da VIM humana (NP_003371.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08670
Peso da Proteína	54 kDa
Envio	Saco de gelo