


Pab De Coelho Contra Fosfo-Vimentina-S56 Para Wb E Elisa - P08670

Número do item: CM0000601



introdução

O pAb de coelho contra Fosfo-Vimentina-S56 detecta a Vimentina fosforilada em Ser56 em amostras humanas e de rato por meio de WB e ELISA. Ideal para estudos de dinâmica de filamentos intermediários, migração celular e EMT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra Fosfo-Vimentina-S56
Observações/Apelidos	CTRCT30; HEL113; Vimentina; VIM; vimentina; Fosfo-Vimentina-S56
Espécie	Humana
GeneID	7431
Imunógeno	Peptídeo sintético: Peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição S56 da VIM humana (NP_003371.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Rato
SWISS	P08670
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Bolsa de gelo