


Phospho-Yap1-S127 Rabbit Mab - P46937

Número do item: CM0001223



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho phospho-YAP1-S127 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para estudar a via Hippo, controle do tamanho dos órgãos e supressão de tumores. Aprox. 54 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	phospho-YAP1-S127 Rabbit mAb
Observações/Apelido	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; phospho-YAP1-S127
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10413
GeneID	10413
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintetizado derivado de YAP1 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46937
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo