


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Yap1 (S397) Para Wb, If/Icc, Elisa - P46937

Número do item: CM0001944



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para YAP1 fosforilado em Ser397. Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade humana, de camundongo e rato. Essencial para pesquisa da via Hippo e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	phospho-YAP1-S397 pAb de Coelho
Observações/Apelido	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; phospho-YAP1-S397
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10413
GeneID	10413
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S397 de YAP1 humano (NP_001123617.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46937
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco com gelo