


Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Zap70-Y493 - P43403

Número do item: CM0001386



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Phospho-ZAP70 (Tyr493) validado para IF/ICC e ELISA. Reage com ZAP70 humano, uma tirosina quinase chave na sinalização do receptor de células T e na imunidade adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Phospho-ZAP70-Y493
Observações/Apelido	ZAP70; ADMIO2; IMD48; SRK; STCD; STD; TZK; ZAP-70; tirosina-proteína quinase ZAP-70; Phospho-ZAP70-Y493
Espécie	Humano
ID do Gene	7535
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y493 do ZAP70 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43403
Peso Proteico	70kDa
Transporte	Saco de gelo