

Polyclonal De Coelho Phyhd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Sre7

Número do item: CM0026530



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PHYHD1 humano, uma dioxigenase dependente de 2-oxoglutarato. Adequado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Enviado em bolsa de gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Polyclonal de coelho PHYHD1
Observações/Apelido	PHYHD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	254295
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-291 do PHYHD1 humano (NP_001094346.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5SRE7
Peso Proteico	32kDa
Envio	Bolsa de gelo