


Pi3 Kinase P85 Alfa - Anticorpo Policlonal De Coelho - P27986

Número do item: CM0017124



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à PI3 Kinase p85 alfa humana (PIK3R1) para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre sinalização PI3K e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PI3 Kinase p85 alfa - Anticorpo policlonal de coelho
Observações/Apelido	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3 Kinase p85 alfa
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	5295
ID do gene	5295
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 240-380 da PI3 Kinase p85 alfa humana (NP_852664.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P27986
Peso da proteína	84 kDa
Transporte	Bolsa de gelo