


Anticorpo Policlonal Coelho Pias1 Para If/Icc E Elisa - 075925

Número do item: CM0028586



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ligase E3 SUMO-proteína humana PIAS1, validado para IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar vias de SUMOulação e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb Coelho PIAS1
Observações/Alias	GBP; ZMIZ3; DDXBP1; GU/RH-II; PIAS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8554
GeneID	8554
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 422-651 do PIAS1 humano (NP_057250.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O75925
Peso Proteico	72kDa
Envio	Bolsa de gelo