


Anticorpo Policlonal De Coelho Pias1 Para Wb E Elisa - 075925

Número do item: CM0013062



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho PIAS1 validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a ligase de proteína SUMO E3 PIAS1 (075925), um coregulador transcricional chave nas vias de sinalização STAT, p53 e hormonal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIAS1 pAb Coelho
Observações/Apelido	GBP; ZMIZ3; DDXBP1; GU/RH-II; PIAS1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8554
GeneID	8554
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 do PIAS1 humano (NP_057250.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075925
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Saco de gelo