

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pias2 Para Wb, Elisa - 075928

Número do item: CM0004247



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho PIAS2 validado para WB e ELISA, reage com humano, camundongo e rato; tem como alvo a E3 SUMO-proteína ligase PIAS2 envolvida na regulação transcrricional. Ideal para estudos das vias de sinalização de STAT, p53 e hormônios esteroides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIAS2 Rabbit mAb
Observações/Alias	DIP; MIZ1; SIZ2; ARIP3; PIASX; ZMIZ4; PIAS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9063
GeneID	9063
Imunógeno	Peptídeo Sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 da PIAS2 humana (NP_004662.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O75928
Peso da Proteína	45kDa/63kDa/68kDa
Envio	Bolsa de gelo