

Anticorpo Policlonal Coelho Pias3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6X2

Número do item: CM0030940



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Pias3 humano, adequado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta Pias3 endógeno em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ligase E3 SUMO envolvida na regulação transcricional e no câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal coelho Pias3
Observações/Apelido	ZMIZ5; Pias3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10401
GeneID	10401
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 452-628 do Pias3 humano (NP_006090.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6X2
Peso Proteico	68kDa
Transporte	Saco de gelo