

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pik3Cg Para Wb, Elisa - P48736

Número do item: CM0015395



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra PIK3CG humano (p110γ) para Western blot e ELISA. Reconhece a subunidade catalítica de 126 kDa da PI3Kγ, envolvida na sinalização por GPCR e na migração de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PIK3CG Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PI3K, PIK3, IMD97, PI3CG, PI3Kgamma, p110gamma, p120-PI3K
Espécie	Humana
ID do gene	5294
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-310 da PIK3CG humana (NP_002640.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P48736
Peso da proteína	126 kDa
Envio	Bolsa de gelo