


Anticorpo Monoclonal De Coelho Pin4 Para Wb E Elisa - Q9Y237

Número do item: CM0002175



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao PIN4 humano, validado para WB e ELISA. Detecta níveis endógenos de PIN4 em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudos de biologia nucleolar e da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIN4 mAb de coelho
Observações/Apelidos	EPVH; PAR14; PAR17; hEPVH; hPar14; hPar17; PIN4
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5303
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 52-131 da PIN4 humana (Q9Y237).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y237
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Bolsa de gelo