

## Piwil2 Rabbit Pab - Piwil2

Número do item: CM0030004

### introdução

O PIWIL2 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal de coelho desenvolvido contra uma proteína de fusão recombinante de PIWIL2 de camundongo. Validado para WB e ELISA, ele detecta a proteína PIWIL2 de camundongo e rato, sendo ideal para pesquisa em DII e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro               | Valor                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto         | PIWIL2 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Observações/Apelidos    | mili; Piwil1I; PIWIL2                                                                                                         |
| Espécie                 | Camundongo                                                                                                                    |
| ID do Gene (Humano)     | 55124                                                                                                                         |
| ID do Gene (Camundongo) | 57746                                                                                                                         |
| Imunógeno               | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 398-652 da PIWIL2 de camundongo (Q8CDG1) |
| Origem                  | Coelho                                                                                                                        |
| Categoria               | Anticorpos Policlonais                                                                                                        |
| Aplicação               | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada     | Camundongo, Rato                                                                                                              |
| Peso da Proteína        | 105kDa/109kDa                                                                                                                 |
| Envio                   | Bolsa de gelo                                                                                                                 |