

Anticorpo Monoclonal De Coelho Piwil4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z3Z4

Número do item: CM0005630

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho PIWIL4 (HIWI2, MIWI2) validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade em humano, rato, camundongo. Direciona-se à PIWIL4 de 97kDa envolvida no silenciamento de transposons mediado por piRNA. Ideal para pesquisa em linhagem germinativa e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PIWIL4 (mAb)
Observações/Apelido	HIWI2; MIWI2; PIWIL4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	143689
GeneID	143689
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 272-383 da PIWIL4 humana (NP_689644.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z3Z4
Peso Proteico	97kDa
Envio	Em saco de gelo