

Anticorpo Policlonal Coelho Piwil4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z3Z4

Número do item: CM0018573

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PIWIL4 humano (HIWI2/MIWI2). Adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Detecta proteína da via piRNA envolvida no silenciamento de transposons e na espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb Coelho PIWIL4
Observações/Apelido	HIWI2; MIWI2; PIWIL4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	143689
GeneID	143689
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 260-460 do PIWIL4 humano (NP_689644.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z3Z4
Peso Proteico	97kDa
Envio	Bolsa de Gelo