


Mab De Coelho Contra Pkc Alfa Para If/Icc, Elisa - P17252

Número do item: CM0007536



introdução

O mAb de coelho contra PKC alfa é um anticorpo monoclonal específico para a proteína quinase C alfa humana, validado para IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar a proliferação celular, a apoptose e as vias de sinalização do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra PKC alfa
Observações/Alcunhas	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha
Espécie	Humana
GeneID	5578
Imunógeno	Proteína recombinante de PKC alfa humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P17252
Peso da proteína	77 kDa
Envio	Gelo reutilizável