


Anticorpo Policlonal De Coelho Pkc Delta Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q05655

Número do item: CM0013187



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PKC delta (nPKC-delta, Q05655) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre apoptose, câncer e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKC delta pAb de Coelho
Observações/Apelido	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; PKC delta
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5580
ID do Gene	5580
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 do PKC delta humano (NP_006245.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q05655
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Saco com gelo