


Anticorpo Policlonal De Coelho PKlr Para Wb E Elisa - P30613

Número do item: CM0016282



introdução

Anticorpo policlonal de coelho PKLR validado para Western blot e ELISA. Reconhece PKLR humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa de glicólise e metabolismo do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKLR pAb Coelho
Observações/Apelido	PK1; PKL; RPK; PKRL; PKLR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5313
GeneID	5313
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 446-556 do PKLR humano (NP_000289.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30613
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Saco com gelo