


Anticorpo Monoclonal De Coelho Específico Para Pkm1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14618

Número do item: CM0002518



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para PKM1 validado para WB, IHC-P, ELISA.

Direciona-se à isoforma adulta da piruvato quinase, envolvida na glicólise. Reage com humano, rato, rato. Adequado para pesquisa de metabolismo e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Específico para PKM1
Observações/Apelido	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; Específico para PKM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5315
GeneID	5315
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 do PKM1 humano (NP_001193728.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P14618
Peso Proteico	58 kDa
Envio	Saco de Gelo