


Anticorpo Policlonal De Coelho Específico Para Pkm1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14618

Número do item: CM0022070



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece especificamente a PKM1 humana (isoforma M1 da piruvato quinase). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo da glicólise e do metabolismo energético em tecidos adultos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho específico para PKM1
Observações/Apelidos	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; específico para PKM1
Espécie	Humana
GeneID	5315
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 da PKM1 humana (NP_001193728.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P14618
Peso da proteína	58 kDa
Envio	Bolsa de gelo