


Plod3 Rabbit Mab - O60568

Número do item: CM0002894



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade que visa o PLOD3/LH3 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Ideal para estudar a hidroxilação de lisina do colagénio, glicosilação e a biologia da membrana basal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLOD3 Rabbit mAb
Observações/Pseudônimo	LH3; PLOD3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8985
ID do Gene	8985
Imunogénio	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-306 do PLOD3 humano (NP_001075.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O60568
Peso Proteico	85kDa
Envio	Saco de gelo