

Anticorpo Policlonal De Coelho Para O Motivo PlxIS

Número do item: CM0020705

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao motivo plxIS, derivado de um peptídeo sintético. Validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA com reatividade cruzada humana. Ideal para pesquisas em proteínas que contêm o motivo plxIS.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de Coelho para o motivo plxIS
Imunógeno	Um peptídeo sintetizado derivado do motivo plxIS
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
Envio	Em saco de gelo