


Anticorpo Monoclonal De Coelho Pms2 Para Wb, Elisa - P54278

Número do item: CM0010028



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade que visa o PMS2 humano, validado em Western blot e ELISA. Essencial para estudos de reparo de incompatibilidade de DNA e pesquisas sobre a síndrome de Lynch. Detecta uma banda de 96 kDa (UniProt P54278).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PMS2 Rabbit mAb
Observações/Apeliido	MLH4, PMS-2, PMSL2, HNPCC4, LYNCH4, MMRC4, PMS2CL, PMS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5395
GeneID	5395
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PMS2 humano (P54278)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P54278
Peso Proteico	96kDa
Envio	Saco de gelo