


Pnmt Coelho Pab - P11086

Número do item: CM0030876



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PNMT para aplicações WB e ELISA. Detecta a feniletanolamina N-metiltransferase humana e de camundongo (31 kDa), uma enzima chave na biossíntese de catecolaminas. Adequado para pesquisa em IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PNMT Coelho pAb
Observações/Alias	PENT, PNMTase, PNMT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5409
GeneID	5409
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-282 da PNMT humana (NP_002677.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P11086
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo