

Pnn Pab De Coelho Para Wb, Elisa - Q9H307

Número do item: CM0022751

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PNN validado para WB e ELISA. Reconhece a PNN humana e de rato, um ativador transcricional e fator de splicing envolvido na adesão celular e na supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PNN pAb de coelho
Observações/Alcunhas	DRS; DRSP; SDK3; memA; PNN
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5411
GeneID	5411
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1–100 da PNN humana (NP_002678.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, rato
SWISS	Q9H307
Peso da proteína	82 kDa
Envio	Bolsa de gelo