

Anticorpo Policlonal De Coelho Pnpla3 (Adiponutrina, Ipla2-Épsilon) Para Wb E Elisa - Q9Nst1

Número do item: CM0027850

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PNPLA3 humano (adiponutrina, iPLA2-épsilon) para Western blot e ELISA. Detecta PNPLA3 de humano, camundongo e rato; adequado para pesquisa em metabolismo lipídico e DHGNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PNPLA3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ADPN; C22orf20; iPLA(2)epsilon; PNPLA3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	80339
ID do Gene	80339
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 377-481 da PNPLA3 humana (NP_079501.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NST1
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de gelo