


Polr2E Rabbit Pab - P19388

Número do item: CM0019385



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra POLR2E humano (RPB5/RPABC1), uma subunidade comum da RNA polimerase. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLR2E Rabbit pAb
Observações/Apelido	RPB5; XAP4; RPABC1; hRPB25; hsRPB5; POLR2E
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5434
ID do Gene	5434
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 de POLR2E humano (NP_002686.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19388
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de gelo