


Polr2I Coelho Pab - P36954

Número do item: CM0020312



introdução

Anticorpo policlonal de coelho para a subunidade RPB9 da RNA polimerase II dirigida por DNA (POLR2I) para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo; integra-se à pesquisa de transcrição da Pol II.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLR2I Coelho pAb
Observações/Apelido	RPB9; hRPB14.5; POLR2I
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5438
ID do Gene	5438
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-125 do POLR2I humano (NP_006224.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P36954
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de gelo