


Pp2A Alfa/Beta Rabbit Mab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P67775 / P62714

Número do item: CM0009734



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho PP2A alfa/beta validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com as subunidades catalíticas PP2A humanas, de camundongo e de rato, essenciais para a atividade da fosfatase serina/treonina e pesquisa de transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PP2A alfa/beta Rabbit mAb
Observações/Alias	PP2Abeta; PP2CB; PP2A alfa + beta
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5515/5516
GeneID	5515/5516
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-309 de PP2A alfa + beta humano (P62714)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P67775/P62714
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo