

Ppa2 Pab De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H2U2

Número do item: CM0018826

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho PPA2 validado para Western Blot, Imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com PPA2 humano, de camundongo e de rato. Ferramenta essencial para o estudo da pirofosfatase mitocondrial e do metabolismo energético celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPA2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SCFI; SCFAI; HSPC124; SID6-306; PPA2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27068
GeneID	27068
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-100 do PPA2 humano (NP_008834.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H2U2
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo