


Mab De Coelho Anti-Ppbp Para Wb, If/Icc, Elisa - P02775

Número do item: CM0006050



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PPBP de alta qualidade da CamelBio, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo a proteína básica plaquetária humana (CXCL7/NAP-2). Ideal para aplicações de pesquisa em DIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-PPBP
Observações/alias	PBP; TC1; TC2; TGB; LDGF; MDGF; TGB1; B-TG1; CTAP3; CXCL7; NAP-2; SCYB7; THBGB; LA-PF4; THBGB1; Beta-TG; CTAPIII; CTAP-III; PPBP
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5473
GeneID	5473
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 59-128 do PPBP humano (NP_002695.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P02775
Peso da proteína	14 kDa
Envio	Bolsa de gelo