


Anticorpo Policlonal Coelho Ppih - O43447

Número do item: CM0018600



introdução

Anticorpo policlonal de coelho recombinante direcionado ao PPIH humano (CypH), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. PPIH é uma peptidil-prolil isomerase e componente do spliceossomo, ideal para pesquisa de splicing e chaperonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Coelho PPIH
Observações/Apelido	CYPH; CYP-20; USA-CYP; SnuCyp-20; PPIH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10465
ID do Gene	10465
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43447
Peso Proteico	19kDa
Envio	Saco de Gelo