


Ppil1 Pab De Coelho - Q9Y3C6

Número do item: CM0015450



introdução

PPIL1 pAb de Coelho é um anticorpo policlonal validado para Western blot e ELISA. Reconhece o PPIL1 (CYPL1) humano, uma peptidil-prolil isomerase associada ao spliceossomo envolvida no splicing de mRNA e no desenvolvimento cerebral. Reage cruzadamente com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPIL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CYPL1; PCH14; hCyPX; PPlase; CGI-124; PPIL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51645
GeneID	51645
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-166 do PPIL1 humano (NP_057143.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y3C6
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo